

## Fauteuil Madrigal beige



Code article : **2010113S1**  
Code ACL : 3401542616549  
Code GTIN : 3615800002580

Famille :  
**Fauteuils de douche**

Description :  
**Chaise de douche en plastique injecté avec garde robe et coussin**

**Usage revendiqué :**  
Les fauteuils de douche sont destinés à faciliter la toilette du patient. Leur utilisation est de fait une utilisation intérieure, en milieu humide (douche et salle de bain - hors immersion). Ils sont également utilisés en tant que palliatif à l'incontinence.

**Classe du dispositif :**  
1 (non invasif)

**Garantie produit :**  
2 ans contre tout vice de fabrication



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm) :

- Hauteur hors tout : 805
- Largeur hors tout : 570
- Profondeur hors : 570
- Hauteur d'assise : 420
- Largeur utile (entre accoudoirs) : 475
- Largeur assise : 360
- Profondeur assise: 440
- Dimension hors tout du seau (L x l x h) : 395 x 265 x 170
- Dimension intérieur du seau (L x l x h) : 295 x 200 x 170
- Dimension coussin : 360 x 440 x 20

#### Description technique :

- Châssis injecté en polypropylène
  - Seau et couvercle amovibles
- Conditionnement à l'unité ou par 3  
■ Livrée avec 1 coussin + 4 pieds à monter

#### Options - accessoires :

- Jeu de 4 rehausses (hauteur + 5 cm) – réf. A000822
- Kit roulettes Madrigal – réf. 2020109
- Coussin mousse pour Madrigal – réf. A000819

Poids du produit :

**4 kg**

Date de 1ère mise sur le marché :

**Avant 1998**

### Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Vignette CE

/