




•

 Passer commande

CHAISE GARDE-ROBE À ROULETTES OSIRIS

Robuste et pratique, la chaise OSIRIS est également confortable grâce à ses garnitures thermo-soudées. Elle est équipée d'accoudoirs escamotables, de repose-jambes relevables de série et de 4 roulettes dont 2 avec freins.

[Retour](#)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DOCUMENTS

PHOTOS

RÉFÉRENCES

- **Largeur hors-tout** : 68 cm
- **Longueur hors-tout** : 75 à 86 cm
- **Hauteur sol/siège** : 49 cm avec coussin et 46 cm sans coussin
- **Profondeur du siège** : 46 cm
- **Largeur de siège** : 46 cm
- **Poids** : 12 kg (avec seau et couvercle)
- **Couleur** : gris métal et bleu
- **Poids maxi supporté** : 100 kg

NOS PRODUITS