

CONTACT PLUS® NÉO XL Rehausse-WC

NOUVEAU

XXXL Largeur

XXXL Poids



EXCLUSIF le rehausse-WC **Contact plus Néo** se décline dans une version XL pour les personnes de grande taille (1 m 75 et plus). Avec ses doubles lèvres de fixation, il s'emboîte rapidement et en toute sécurité sur tous les modèles de WC pour rehausser la cuvette de 14 cm. Existe en version avec ou sans couvercle selon modèle).


Matériaux : Peau en PVC, mousse HR injectée

Entretien: nettoyant non-abrasif, séchage au chiffon doux, stérilisable en autoclave (5 min à 90°C et 80% d'humidité)

- > Testé et certifié jusqu'à 185 kg
- > Mousse haute-résilience et peau en PVC souple
- > Innovation mondiale, confort et sécurité inégalés

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 185 KG


Conditionnement : à confirmer
Carton : 1 - Palette : 60



Vidéo de présentation



Confort inégalé



Fixation sans vis ni outils

DIMENSIONS

	xl
Largeur	37 cm
Dimension intérieur	21*26 cm
Hauteur utile	14 cm
Hauteur	16 cm
Profondeur	41 cm
Poids	2.20 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Codes (provisoires)	Désignations	Code EAN UDI	LPPR TTC
500250	rehausse-WC Contact plus® néo XL	3701127751185	Néant
500350	rehausse-WC Contact plus® néo XL avec couvercle	3701127751192	Néant