

CLIPUP® Rehausse-WC


NOUVEAU

Exclusif et breveté, le rehausse-WC **ClipUp®** s'adapte et s'ajuste sur tous modèles de faïence avec sa fermeture crantée à l'arrière. Sa coque injectée s'adapte et se stabilise sans outils pour rehausser les WC de 11 cm en toute sécurité.



blanc


GARANTIE 2 ANS
 POIDS SUPPORTE: 150 KG

Matériaux: polypropylène et elastomère (patins anti glisse)

Entretien: nettoyant non-abrasif, séchage au chiffon doux, stérilisable en autoclave (5 min à 90°C et 80% d'humidité)



- > Testé et certifié jusqu'à 150 kg
- > Auto-portant ajustable sur la faïence
- > Innovation mondiale, modèle breveté





anis

bleu

gris


Conditionnement :
 Carton : 1 - Palette : 76



Patins anti glisse



Ajustement par crantage



Fixation sans vis ni outils

DIMENSIONS

Largeur mini-maxi	34-37 cm
Dimension intérieure largeur mini-maxi / profondeur	16-19 * 26 cm
Hauteur utile	10 cm
Hauteur	14 cm
Profondeur	38,5 cm
Poids	0,872 kg



Boîte couleur

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Sous-référence	Désignation	Code EAN UDI	LPPR TTC
500001	blanc	rehausse-WC CLIPUP®	3701127751116	Néant
500001	bleu	rehausse-WC CLIPUP®	3701127751208	Néant
500001	gris	rehausse-WC CLIPUP®	3701127751222	Néant
500001	anis	rehausse-WC CLIPUP®	3701127751215	Néant