

TG[®] FIX**Filet tubulaire**

REF : 24240, 24250, 24251, 24252, 24253, 24254, 82816, 82825, 82826, 82829, 82830

PRODUIT :

REF 24240, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 4 m, taille A, référence hôpital,
REF 24250, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 25 m, taille A, référence hôpital,
REF 24251, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 25 m, taille B, référence hôpital,
REF 24252, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 25 m, taille C, référence hôpital,
REF 24253, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 25 m, taille D, référence hôpital,
REF 24254, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 25 m, taille E, référence hôpital,

REF 82816, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 4 m, taille A, référence officine,
REF 82825, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 4 m, taille B, référence officine,
REF 82826, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 4 m, taille C, référence officine,
REF 82829, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 4 m, taille D, référence officine,
REF 82830, Tg[®] Fix, Filet tubulaire, 4 m, taille E, référence officine.

COMPOSITION :

- 71 % polyamide
- 29 % élastodiène.

CARACTERISTIQUES :

De couleur blanche sous la forme d'un filet tubulaire tricoté à larges mailles, à élasticité bi- sens permettant d'assurer un maintien sûr.

Lavable.

Produit fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Rouleau en boîte unitaire.

Tg [®] Fix, Filet tubulaire								
REF	Code ACL	Longueur étirée	Largeur non étirée	Largeur étirée max.	Taille	Utilisation	Conditionnement de base	Carton Standard
24240	-	4 m	1,2-1,5 cm	19-24 cm	A	Doigts	1 filet	100 filets
24250	-	25 m	1,2-1,5 cm	19-24 cm	A	Doigts	1 filet	66 filets
24251	-	25 m	2,4-2,9 cm	42-54 cm	B	Petites extrémités : plusieurs doigts, main, pied	1 filet	20 filets
24252	-	25 m	3,8-4,6 cm	66-86 cm	C	Large extrémités : bras, jambe,	1 filet	16 filets

						petite tête		
24253	-	25 m	6,1-7,1 cm	110-140 cm	D	Tête, petit tronc	1 filet	16 filets
24254	-	25 m	8,3-9,3 cm	140-180 cm	E	Tronc large, hanche, épaule	1 filet	12 filets
82816	3401075792918	4 m	1,2-1,5 cm	19-24 cm	A	Doigts	1 filet	100 filets
82825	3401075793168	4 m	2,4-2,9 cm	42-54 cm	B	Petites extrémités : plusieurs doigts, main, pied	1 filet	100 filets
82826	3401075793229	4 m	3,8-4,6 cm	66-86 cm	C	Large extrémités : bras, jambe, petite tête	1 filet	98 filets
82829	3401075793397	4 m	6,1-7,1 cm	110-140 cm	D	Tête, petit tronc	1 filet	58 filets
82830	3401075793458	4 m	8,3-9,3 cm	140-180 cm	E	Tronc large, hanche, épaule	1 filet	28 filets

INDICATIONS :

Fixation de pansements.

CONTRE- INDICATIONS :

Allergies au latex.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Aucune.

STERILISATION :

Produit non stérile.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.