

# Cotopads® par Velpeau®

## Carrés et Rectangles de coton

REF : 90000, 90001, 109300, 190100

---

**PRODUIT :**

REF 90000, Cotopads® carrés de coton 5 cm x 5 cm, sachet de 500,  
REF 90001, Cotopads® rectangles de coton 8 cm x 10 cm, sachet de 200,  
REF 109300, Cotopads® rectangles de coton 8 cm x 10 cm, sachet de 100,  
REF 190100, Cotopads® rectangles de coton 8 cm x 10 cm, sachet de 240.

---

**COMPOSITION :**

100 % coton.

---

**CARACTERISTIQUES :**

Capacité d'absorption minimale : 10 g/g.

Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.

---

**PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :**

Sous sachet plastique et carton de transport.

Cotopads®	REF	Cotons/ Sachet	Sachets/ Carton
	90000	500	24
	90001	200	16
	109300	100	24
	190100	240	14

---

**INDICATIONS :**

Soins infirmiers et hygiène corporel.

---

**MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Aucune réserve particulière si les conditions de stockage sont respectées.

---

**STEILISATION :**

Produit non stérile.

---

**CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

---

**VALIDITE DU PRODUIT :**

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.