

CELLONA®**Ouate orthopédique**

REF : 92840, 92841, 92842, 92843, 92844

PRODUIT :

REF 92840, Cellona®, Ouate orthopédique, 2,75 m x 5 cm.
REF 92841, Cellona®, Ouate orthopédique, 2,75 m x 7,5 cm.
REF 92842, Cellona®, Ouate orthopédique, 2,75 m x 10 cm.
REF 92843, Cellona®, Ouate orthopédique, 2,75 m x 15 cm.
REF 92844, Cellona®, Ouate orthopédique, 2,75 m x 20 cm.

COMPOSITION :

Fibres 100 % polyester.

CARACTERISTIQUES :

Ouate de rembourrage souple et extensible.
Perméable à l'air.
Sans décolorant optique.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Rouleau avec bandeau papier.

Cellona®, Ouate orthopédique					
REF	Code EAN	Longueur	Largeur	Conditionnement de base	Carton Standard
92840	4021447928401	2,75 m	5 cm	96 rouleaux	96 rouleaux
92841	4021447928418	2,75 m	7,5 cm	72 rouleaux	72 rouleaux
92842	4021447928425	2,75 m	10 cm	48 rouleaux	48 rouleaux
92843	4021447928432	2,75 m	15 cm	36 rouleaux	36 rouleaux
92844	4021447928449	2,75 m	20 cm	24 rouleaux	24 rouleaux

INDICATIONS :

Capitonnage pour la protection des tissus cutanés et des nerfs en regard des saillies osseuses sous les plâtres, résines et bandages de compression.
Rembourrage dans le traitement des plaies, associé à un pansement textile ou à un tulle gras.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Aucune réserve particulière.
Usage unique.

STERILISATION :

Produit non stérile.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.