


Circuit du médicament et des DM | Gamme parapharmacie

PILULIERS MÉDICA 7[®] ET PIL 7[®] ÉVOLUTION

Bien suivre son traitement n'est pas toujours facile, c'est pourquoi nous proposons deux piluliers hebdomadaires qui sauront répondre à vos attentes.

Le **pilulier Médica 7[®] Évolution** est très discret et peut être emmené partout avec vous, dans votre sac par exemple.

Le **pilulier Pil 7[®] Évolution** est quant à lui plus grand, idéal pour les patients polymédiqués.



Ergonomique



Hygiénique



- 2 tailles de piluliers
- Simple et facile d'utilisation
- Évite l'oubli et la double prise



GAMME PARAPHARMACIE

PILULIERS MÉDICA 7® ET PIL 7® ÉVOLUTION

PILULIER MÉDICA 7® ÉVOLUTION

- Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
- Marquage des 7 jours de la semaine
- Marquage des moments de prise « Matin - Midi - Soir - Nuit »
- Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
- Dimensions : L. 170 x P. 110 x H. 25 mm



Désignation	Référence
Lot de 12 piluliers Médica 7® Évolution	NA03601

PILULIER PIL 7® ÉVOLUTION

- Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
- Curseurs amovibles adaptables suivant prescription
- 3 coloris de curseurs pour un meilleur repérage
- Marquage des 7 jours de la semaine sur le distributeur
- Marquage « Matin - Midi - Soir - Nuit » sur les curseurs
- Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
- Accès facile au contenu de chaque alvéole
- Dimensions : L. 320 x P. 200 x H. 40 mm



Désignation	Conditionnement	Référence
Piluliers Pil 7® Évolution	Lot de 5	CD23606
Curseurs fuschia non tampographiés pour une prise additionnelle	Lot de 7	CD23005.43
Planches de 18 étiquettes 90 x 25 mm pour imprimante laser et jet d'encre	Lot de 3	CC09100
Gobelets gradués ronds 22 ml avec couvercle Compatible avec les piluliers Pil 7® Évolution	Lot de 100	NA03116
Gobelets gradués ronds 22 ml avec couvercle Compatible avec les piluliers Pil 7® Évolution	Lot de 1000	NA03133



Équipements complémentaires

Retrouvez les piluliers Dolcimo® sur la fiche correspondante. Vous souhaitez améliorer la prise de traitement de vos patients polymédiqués, consultez le document concernant les piluliers Dolci'Home®.