

MediSet® Ote-agrafe-métal

Accessoire

Référence : 706146



(photo non contractuelle)

Produit

Ote-agrafe stérile à usage unique.

Indications / Classification

Instrument préconisé lors de l'ablation d'agrafes d'une plaie.
Ne convient pas pour enlever les agrafes de Michel.

MediSet® Ote-agrafe-métal est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications



Composition :

Dans un blister rigide :
- 1 ôte-agrafe métal 10 cm

Absence de latex.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PET/PE
- papier 60 g/m²

Schéma de l'accessoire, indication du numéro de lot, de la date de péremption, et du sens de l'ouverture.

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
706146	54	64	145 x 140 mm	400 x 300 x 206 mm	1200 x 800 x 1798

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.
Durée de vie : 3 ans.