

Plateaux

Plateaux en cellulose

Référence	Taille ou dimensions
604513	Plateau large
604512	Plateau medium
604516	Plateau spécial



Produit

Plateaux à usage unique.

Indications / Classification

Utilisés pour la collecte d'instruments, le recueil des crachats, des examens dentaires...

Spécifications

Composition :
Fibre de cellulose moulée.

Caractéristiques :
Légers, manipulation aisée.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
604512	Plateau medium	Dimensions : 225 x 135 x 19 mm environ Coloris blanc
604513	Plateau large	Dimensions : 260 x 135 x 19 mm environ Coloris blanc
604516	Plateau spécial	Dimensions : 245 x 170 x 15 mm environ Coloris : blanc

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

En sachet protecteur, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
604512	Plateau medium	105	8	8
604513	Plateau large	150	3	12
604516	Plateau spécial	75	4	18

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions carton	Dimensions palette
604517	Plateau small	796 x 378 x 364 mm	1200 x 800 x 1440 mm
604512	Plateau medium	576 x 398 x 462 mm	1200 x 800 x 1440 mm
604513	Plateau large	766 x 272 x 422 mm	1200 x 800 x 1440 mm
604516	Plateau spécial	545 x 260 x 365 mm	1200 x 800 x 1440 mm