

FICHE TECHNIQUE SET DE SOINS N°8

DESCRIPTION DU PRODUIT

Set de soins composé de :

- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
- 5 tampons de gaze 3 cm, 20 x 20 cm
- 1 champ de soins 38 x 45 cm
- 1 pince anatomique verte en polystyrène
- 1 pince kocher bleue en polystyrène
- 1 blister rigide 4 compartiments

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Dispositifs médicaux classe I stériles à usage unique.

Durée de péremption : 5 ans après la date de fabrication.

UTILISATION

Soin des plaies

CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
M50013/5	Carton de 16 boîtes Boîte de 5 sets

PHOTO

