



## STERIMA FICHE TECHNIQUE

<b>DATE :</b>	27.09.2021
<b>PRODUIT :</b>	<b>SET PANSEMENT COMPLET AK</b>
<b>N° D'ARTICLE :</b>	<b>706058</b>
<b>COMPOSITION :</b>	Dans un blister à 3 compartiments : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 champ imperméable cellulose/PE 45 x 37,5 cm env.</li><li>- 5 tampons gaze 20 fils 20 x 20 cm (taille prune)</li><li>- 5 compresses nontissé 30 g/m<sup>2</sup> 4 plis 7,5 x 7,5 cm</li><li>- 1 pince anatomique plastique verte 12,5 cm</li><li>- 1 pince Kocher plastique bleue 14 cm</li></ul> <p>Absence de latex</p>
<b>CLADIMED :</b>	F51EZ01
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	75 unités par carton <b>Blister:</b> 175 x 140 x 30 mm film PET/PE - papier 60 g/m <sup>2</sup> <b>Carton :</b> 595 x 395 x 256 mm 28 cartons par palette <b>Palette :</b> 1200 x 800 x 1928 mm
<b>MODE DE STERILISATION :</b>	A l'oxyde d'éthylène Durée de vie : 3 ans maximum ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte
<b>UTILISATION :</b>	Set préconisé lors de la réfection de tous types de pansement
<b>CLASSIFICATION :</b>	I stérile
<b>MARQUAGE CE :</b>	Assemblage

