

## FICHE TECHNIQUE SET DE SOINS STERILE N°3

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Set de soins n°3 composé de :

- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm (70% viscose, 30% polyester)
- 5 tampons non tissés 20 x 20 cm (70% viscose, 30% polyester)
- 1 pince anatomique verte en polystyrène
- 1 pince kocher bleue en polystyrène
- 1 blister rigide 4 compartiments

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Dispositifs médicaux classe I stériles à usage unique.

Durée de péremption : 5 ans après la date de fabrication.

### UTILISATION

Soins des plaies

### CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
M50003/5	Carton de 16 boîtes Boîte de 5 sets

### PHOTO

