

MediSet® Set de sondage urinaire

Set de soins



Référence
479361

GTIN
3261480000677

Produit

Set de soins stérile à usage unique proposé lors de la réalisation de soins à domicile.

Les sacs à déchets sont conformes à la norme NF X 30 - 501 relative aux emballages pour déchets mous d'activité de soins à risques infectieux.

Indications / Classification

Préparation de la peau, des muqueuses et/ou de la sonde lors de la pose ou du retrait d'une sonde urinaire. Ne contient ni la sonde ni la poche de recueil.

MediSet® Set de sondage urinaire est un assemblage de dispositifs médicaux.

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide stérile (du haut vers le bas) :

- 2 seringues 20 ml L
- 1 ampoule 20 ml d'eau stérile (entre les 2 seringues)
- 1 champ imperméable
- 2 gants d'examen
- 5 compresses en nontissé
- 1 gel lubrifiant
- 1 champ imperméable troué
- 2 gants d'examen

Hors blister :

- 2 gels hydroalcooliques
- 1 sac à déchets
- 1 notice d'emploi

Spécifications des composants :

- Ampoule : eau stérile et apyrogène - ampoule autocassable en verre neutre de type I - fond plat - 20 ml
- Seringues : 3 pièces excentrées - 20 ml - corps de la seringue et piston : polypropylène - joint : caoutchouc synthétique sans latex - sous emballage apyrogène - stérilisation oxyde d'éthylène
- Champ : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 60 x 60 cm - coloris bleu
- Gants : en nitrile - non poudré - ambidextre - manchette retournée - coloris bleu/violet - Taille M
- Compresses : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m² - 7,5 x 7,5 cm
- Gel lubrifiant : à base d'eau glycinée (origine non minérale) - fluide - 2,7 g - stérilisation au rayonnement gamma - en pochette aluminium
- Champ troué : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 75 x 90 cm - trou central diamètre 10 cm - coloris bleu
- Gels hydroalcooliques : 3 ml - en pochette aluminium
- Sac à déchets : sac avec liens coulissants - polyéthylène - 400 x 350 mm - conforme à la norme française NF X 30-501 pour déchets d'activités de soins mous à risques infectieux - 15 L

Absence de latex.

Ces dispositifs sont remboursés – Consultez les sur www.ameli.fr
Code LPPR : 6184780



Présentation / Conditionnement

En boîte, accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Blister rigide :

- film PVC
- papier 60 g/m²

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture sur le blister.

Nombre de blisters / boîte : 1

Nombre de boîtes / carton : 12

Dimensions du blister : 290 x 140 mm

Dimensions du carton : 302 x 247 x 300 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.