

# Bâtonnet Soins de Bouche Mousse Blanche

## BATO-NEZ



### • Dénomination

Bâtonnet soins du nez mousse blanche, cylindrique, à usage unique.

### • Caractéristiques

- **Absorption** : mousse de haute qualité, très absorbante.
- **Ergonomie** : forme cylindrique de la mousse adaptée à la cavité nasale du patient.
- **Manche** : bois ou plastique pour une bonne préhension du bâtonnet.
- **Densité** : Mousse dense pour un nettoyage rapide et efficace : bâtonnet à imbiber de solution saline ou de sérum physiologique.
- **Contrôle qualité** : tests de résistance mécanique selon des processus validés.
- **Traçabilité** : numéro de lot sur chaque sachet pour assurer la traçabilité du produit.

### • Références

Référence	Dénomination	Hauteur mousse (mm)	Diamètre base mousse (mm)	Longueur manche (mm)	Diamètre manche (mm)	Matière tourillon et tube
CN01P	Bato-Nez	1.5 (+/-3mm)	1.2 (+/-3mm)	70	0.3	Plastique



## • Matériaux utilisés

- Mousse en polyuréthane (polyester) de couleur blanche.
- Colle base polyuréthane.
- Manche en pvc cristal, diamètre 0.3mm.

## • Stérilisation

Bâtonnet non stérile.

## • Conditionnement

Type de conditionnement	Références	Nombre de bâtonnets	Dimensions en mm
Carton	CN01P	15 sachets zippés de 20 bâtonnets	200 X 200 X 110

## • Etiquetage

- Sur chaque unité de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption.
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 980. Symboles utilisés pour l'étiquetage des dispositifs médicaux.

## • Conformité

Classe 1 non stérile

Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE

## • Fabricant

- INTER.MED Laboratoires—Pré du Mié 43270 ALLEGRE France
- Certifications : ISO 13485—2012
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.

