



## CUVETTE HARICOT BLANC

RÉF. : 6506126

Fabriqué en France

GTIN : ..... 3155535061266  
GMN (Basic UDI-DI) : ..... 3155535061267J

COMPOSITION : Polypropylène Blanc

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume : 1 L max

### INFORMATIONS PRODUIT

Recipient pour déposer les instruments ou recueillir les déchets comme les compresses, les pansements ou les emballages lors de soins médicaux effectués par des professionnels de santé

### RECOMMANDATIONS / CONSEILS

Cette cuvette haricot en plastique est ré-utilisable.  
Ne pas remplir le dispositif jusqu'au bord.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Livré non stérile  
Lavage requis avant première utilisation  
Lavage impératif entre chaque utilisation  
Ce produit est un dispositif médical destiné à un usage professionnel.

### ENTRETIEN / NETTOYAGE

autoclavable 120°C (20 mn maxi)

### NORMES / CONFORMITÉ



Dispositif médical de classe I  
Conforme avec le règlement UE 2017/745  
Et aux spécifications communes : ISO14971 : 2019 – ISO13485 : 2016

DIMENSIONS PRODUIT (cm)	POIDS PRODUIT (gr)	VOLUME PRODUIT (dm3)	CONDITIONNEMENT	ETIQUETTAGE	QTE PAR CARTON (PCS)	QTE PAR PALETTE	POIDS PALETTE (kg)	POIDS CARTON (kg)	CARTON (LxIxH cm)
26 x 16 x 5,2	109	1.3125	Conditionnement individuel sachet plastique	Individuel	10 PCS	1000	126.5	1.265	35x26,5x15,5