



## VERRE MALADE

Fabriqué en France

RÉF. : 6510000

GTIN : .....3155535100002  
GMN (Basic UDI-DI) : .....3155535100005U

COMPOSITION : Polypropylène translucide

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenance : 250 ml  
Diamètre trou embout : 5 mm  
Graduation : tous les 50 ml

### INFORMATIONS PRODUIT

Gobelet avec couvercle et embout d'aspiration de forme ergonomique avec facilité de préhension  
Le couvercle présente un trou de ventilation permettant d'assurer un meilleur flux.

### RECOMMANDATIONS / CONSEILS

Idéal pour les personnes âgées ou en situation de handicap, verre permettant de boire en toute autonomie et de façon contrôlée.  
Produit de forme conique - ergonomique permettant une bonne prise en main et doté d'un couvercle anti-renversement avec un embout et un trou de diamètre 5 mm pour les mélanges liquides et semi-liquides.  
Le couvercle présente également un trou de ventilation permettant d'assurer un meilleur flux.  
La graduation du contenant permet de faciliter le contrôle du volume.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Livré non stérile  
Lavage requis avant première utilisation  
Lavage impératif entre chaque utilisation

### ENTRETIEN / NETTOYAGE

Lavable en machine à 60°C

### NORMES / CONFORMITÉ



Dispositif médical de classe I  
Conforme avec le règlement UE 2017/745  
Et aux spécifications communes : ISO14971 : 2019 – ISO13485 : 2016  
Conforme avec le règlement (CE) n°1935/2004 \*\*\*\*

DIMENSIONS PRODUIT (cm)	POIDS PRODUIT (gr)	VOLUME PRODUIT (dm3)	CONDITIONNEMENT	ETIQUETTAGE	QTE PAR CARTON (PCS)	QTE PAR PALETTE	POIDS PALETTE (kg)	POIDS CARTON (kg)	CARTON (LxIxH cm)
Ø7,5 x H 11	59	0.96	Conditionnement individuel filmé	Individuel	10 PCS	1820	94.416	0.562	20,5x16,5x24