

Compresses de gaze stériles en simple emballage

REF : 13620, 13690, 13621, 13691, 13622, 13692, 13694

PRODUIT :

REF 13620, Compresses de gaze stériles en simple emballage, 5 x 5 cm, 8 plis, 17 fils.

REF 13690, Compresses de gaze stériles en simple emballage, 5 x 5 cm. 12 plis, 17 fils.

REF 13621, Compresses de gaze stériles en simple emballage, 7,5 x 7,5 cm. 8 plis, 17 fils.

REF 13691, Compresses de gaze stériles en simple emballage, 7,5 x 7,5 cm. 12 plis, 17 fils.

REF 13622, Compresses de gaze stériles en simple emballage, 10 x 10 cm, 8 plis, 17 fils.

REF 13692, Compresses de gaze stériles en simple emballage, 10 x 10 cm. 12 plis, 17 fils.

REF 13694, Compresses de gaze stériles en simple emballage, 20 x 10 cm. 12 plis, 17 fils.

COMPOSITION :

Gaze hydrophile de coton.

CARACTERISTIQUES :

Compresses 17 fils avec pliage chirurgical et bords rentrés. De couleur blanche.

Conformes à la norme EN 14079.

Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Compresses de gaze stériles en simple emballage						
REF	Dimensions pliées	Plis	Type de sachet	Nombre de compresses par sachet	Conditionnement de base	Carton Standard
13620	5 x 5 cm	8	papier/ papier	2	50 sachets	900 sachets
13690	5 x 5 cm	12	papier/ papier	2	40 sachets	720 sachets
13621	7,5 x 7,5 cm	8	papier/ papier	2	50 sachets	900 sachets
13691	7,5 x 7,5 cm	12	papier/ papier	2	40 sachets	720 sachets
13622	10 x 10 cm	8	papier/ papier	2	50 sachets	1000 sachets
13692	10 x 10 cm	12	papier/ papier	2	40 sachets	800 sachets
13694	20 x 10 cm	12	papier/ papier	2	40 sachets	320 sachets

INDICATIONS :

Nettoyage des plaies et réalisation de pansements, absorption des liquides biologiques lors de la prise en charge général des plaies ou lors des interventions chirurgicales.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

Usage unique.

STERILISATION :

Les compresses de gaze sont stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

5 ans à partir de la date de fabrication si les conditions de stockage sont respectées.