

Metalline® Compresses

Grandeur (cm)	REF	Pharmacode	CD (unité)
stérile, emballage individuel, sur ordonnance ou en vente libre			
8 x 10	23 083	027 854 0	10 / 560
10 x 12	23 084	027 855 7	10 / 300
stérile, emballage individuel, pour blocs opératoires, consultations externes et cabinets médicaux, en carton distributeur			
8 x 10	23 081	108 595 5	50 / 600
10 x 12	23 082	108 596 1	50 / 300
10 x 20	23 087	124 286 3	50 / 300
non stérile, en rouleau, sachet plastique			
5 m x 10 cm	23 080	096 670 2	1 / 20

Metalline® Comresse pour drain

stérile, emballage individuel, en carton distributeur

Grandeur (cm)	REF	Pharmacode	CD (unité)
6 x 7	23 093	108 592 6	50 / 600

Metalline® Compresses trachéales

stérile, emballage individuel, en carton distributeur

Grandeur (cm)	REF	Pharmacode	CD (unité)
8 x 9	23 094	108 665 3	50 / 600

Metalline®

Comresse spéciale multi-couche



Metalline® Compresses



1 Metalline® Comresse pour drain
2 Metalline® Compresses trachéales

Metalline® Compresses

Indications

- pour recouvrir des plaies de toutes sortes, recommandées notamment pour
 - écorchures
 - brûlures
 - blessures chimiques
 - plaies chirurgicales
 - dans le cadre de traitement de première intention

Propriétés

- risque réduit d'adhérence à la plaie
- changement de pansement indolore
- doux pour la plaie
- perméable à l'air / à la vapeur d'eau
- souple et doux
- bon drainage

Composition du produit

100 % viscosse (renforcé par un liant acrylate), la couche supérieure de la comresse est recouverte d'aluminium.

Combinaisons recommandées

- Traitement par compression

Metalline®

Comresse pour drain

Indications

- pour envelopper les drainages et sondes de perfusion pour le traitement des plaies en cas de
 - drainages de petit calibre
 - cathéters de perfusion
 - extensions sur broche ou clou

Propriétés

- risque réduit d'adhérence à la plaie

- changement de pansement indolore
- doux pour la plaie
- perméable à l'air / à la vapeur d'eau
- souple et doux
- bon drainage
- perforation de diamètre 4,5 à 11 mm, variable pour 9 à 30 charnières

Composition du produit

100 % viscosse (renforcé par un liant acrylate), la couche supérieure de la comresse est recouverte d'aluminium.

Metalline®

Compresses trachéales

Indications

- pour le traitement des plaies et envelopper les canules trachéales en cas de trachéotomie et de drainages de gros calibre

Propriétés

- risque réduit d'adhérence à la plaie
- changement de pansement indolore
- doux pour la plaie
- perméable à l'air / à la vapeur d'eau
- souple et doux
- bon drainage
- perforation de diamètre de 12 à 19 mm, variable pour 31 à 50 charnières

Composition du produit

100 % viscosse (renforcé par un liant acrylate), la couche supérieure de la comresse est recouverte d'aluminium.