

Eycopad® stérile

Compresses oculaires



Référence	Taille ou dimensions
415540	56 x 70 mm
417540	70 x 85 mm

Produit

Compresses oculaires ovales composées de coton hydrophile entouré de gaze de coton. Particulièrement doux et absorbant. Excellent effet de rembourrage sur de longues périodes.

La gaze est conforme à la norme NF EN 14079

Indications / Classification

Protection et soins oculaires.

Eycopad® stérile est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

Gaze hydrophile de coton 24 fils et coton hydrophile.

Caractéristiques :

Caractéristiques de la gaze :

Temps d'immersion : < ou = 10 secondes

Capacité d'absorption : 6 - 8 g d'eau / g de gaze

Nombre fils de chaîne : 120 / 100 mm (+/- 6)

Nombre fils de trame : 120 / 100 mm (+/- 6)

Masse : > ou = 32,0 g/m²

Charge minimale de rupture en chaîne : > ou = 60 N / 50 mm

Charge minimale de rupture en trame : > ou = 50 N / 50 mm

Azurants optiques : aucun

Tensioactif : < ou = 2 mm

Taux de substances solubles dans l'eau : < ou = 0,5 %

Taux de substances solubles dans l'éther : < ou = 0,5 %

Cendres sulfuriques : < ou = 0,4 %

Matières colorantes : aucune

Amidon / dextrine : aucun

Perte à la dessiccation : < ou = 6 %

Caractéristiques du coton :

Temps d'immersion : < ou = 10 secondes

Taux de substances solubles dans l'eau : < ou = 0,5 %

Taux de substances solubles dans l'éther : < ou = 0,5 %

Cendres sulfuriques : < ou = 0,4 %

Matières colorantes : aucune

Azurants optiques : aucun

Perte à la dessiccation : < ou = 8 %

Absence de latex.

Absence de colophane.



Présentation / Conditionnement

Emballage individuel en pochette pelable, en boîte, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
415540	56 x 70 mm	1	25	12	30
417540	70 x 85 mm	1	25	12	30

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
415540	56 x 70 mm	140 x 120 mm	125 x 140 x 145 mm	443 x 278 x 316 mm	1200 x 800 x 1730 mm
417540	70 x 85 mm	120 x 155 mm	125 x 140 x 160 mm	498 x 278 x 301 mm	1200 x 800 x 1655 mm

Stérilisation

A la vapeur.

Durée de vie : 5 ans.