

VELPEAU®**Pansement spécial pour doigts**

REF : 31229

PRODUIT :

REF 31229, Velpeau®, Pansement spécial pour doigts, 10 pansements de 6,5 x 3,5 cm et 10 pansements de 7,5 x 4 cm.

COMPOSITION :

Support tissé de couleur chair : 65 % coton, 35 % polyamide.

Adhésif : polymère acrylique hypoallergénique.

Compresse absorbante de couleur blanche : viscosse, recouverte d'un film en polyéthylène micro-perforé anti-adhérent.

Protecteur : papier siliconé.

CARACTERISTIQUES :

Pansements pré-découpés.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel. Absence de colophane.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Sous boîte de 20 pansements.

Velpeau®, Pansement spécial pour doigts			
REF	Code ACL	Conditionnement de base	Carton Standard
31229	3401099350408	1 boîte	27 boîtes

INDICATIONS :

Pansements pour les petites blessures du quotidien au niveau des articulations ou extrémités du doigt.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Nettoyer, désinfecter et sécher soigneusement la plaie et son pourtour.

Appliquer le pansement et remplacer le régulièrement.

Usage unique.

STERILISATION :

Produit non stérile.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur, ou à une source de lumière de forte intensité) de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.