

	<b>Marque :</b>	<b>Leukoplast®</b>
	<b>Classe CE :</b>	I, non stérile
	<b>Durée de vie :</b>	5 ans
	<b>Année de mise sur le marché :</b>	2012 en France (Coverplast® Kids jusqu'en 2015)
	<b>Code CLADIMED :</b>	F51CA02
	<b>Code CND :</b>	/
	<b>Code GMDN :</b>	44990
	<b>Version :</b>	F
	<b>Date :</b>	13/06/2021

## DONNEES PRODUIT

### Description

Pansement constitué d'un support en polyéthylène avec imprimés animaux, enduit d'une masse adhésive acrylique recouverte d'un papier protecteur en deux parties pour faciliter la pose. Une compresse absorbante de 2,5cm de largeur, neutre et non-adhérente est placée au centre.

### Caractéristiques

- Destiné aux peaux sensibles,
- Conformable,
- Résiste à la salive et à l'eau,
- Mixte, pour les filles et les garçons,
- Formule sans latex, sans phtalates.

### Composition

Support : Film polyéthylène avec imprimés animaux

Masse adhésive : Acrylique.

Compresse : Non tissé blanc, viscose (85%) et PE/PP (15%), recouvert d'un voile transparent en polyéthylène microperforé non-adhérent à la plaie.

### Contrôles des matières premières et des produits finis

#### ✓ Matières premières

Effectués par le fabricant.

#### ✓ Produits finis

Contrôle Visuel, contrôle quantitatif de la masse adhésive, force d'adhésivité, force de pelage.

### Conditionnement / Stérilisation

Bande à découper ou assortiment de 12 pansements prédécoupés, emballés individuellement et de forme rectangulaire. Produit livré non stérile.

### Références

Bande à découper (Boîte unitaire)

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809661392	76458-01	1 m x 6 cm	10	120	
4042809702712	76458-11*	1 m x 6 cm	10	120	

\* édition limitée "Wonder Woman", disponible uniquement en officine

Pansements prédécoupés et emballés individuellement (Boîte de 12 pansements)

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809661453	76458-04	8 x (1,9 cm x 5,6 cm) 4 x (3,8 cm x 6,3 cm)	10	120	
4042809702804	76458-14**	8 x (1,9 cm x 5,6 cm) 4 x (3,8 cm x 6,3 cm)	10	120	

\*\* édition limitée " Batman", disponible uniquement en officine

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

## INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

### Indications

Soins de plaies superficielles (coupures, vaccinations, prises de sang...).

### Contre-indications

Aucune connue.

## CONSEILS D'UTILISATION

### Mode d'emploi

Appliquer la compresse du pansement sur la plaie.

### Précaution d'emploi

Appliquer sur peau propre et sèche.

### Accessoires associés

Non applicable.

### Entretien

Non applicable. Usage unique.

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

### Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

### Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération...) et selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéριοvigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485