

Produit distribué par :



Photo non contractuelle

**FICHE DESCRIPTIVE
TECHNIQUE ET COMMERCIALE**

Désignation commerciale	Colis de 6 rouleaux de draps pour tables d'examen 2 plis Ouate PLASTIFIEE bleue - 150 formats Marquage : sans marque
-------------------------	---

Destination :	Pour tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier - gynécologie - pédiatrie Peut se positionner sur notre dérouleur LJ.40
Texte orienté consommateurs	Produit haut de gamme réalisé dans un ouate + polyéthylène - technologie contre-collée imperméable Très résistant - imperméable - présente deux faces matière pour un confort d'utilisation optimum Une face ouatée à utiliser côté patient - une face imperméable pour le côté divan d'examen Modèle au standard français avec ses 57 mètres prédécoupés en 150 fmts de 38 cm de long Présentation gaufrée pour le confort d'utilisation

Références :	interne Global Hygiène Code douanier EAN13	J230Gsm 48189010 3700178241317
--------------	--	---

Dimensions :	Laize Longueurs selon calculs (voir NB) Poids du rouleau Diamètre intérieur mandrin Diamètre extérieur rouleau	49,8 cm 57 mètres prédécoupés en 150 fmts de 38 cm (+/- 5%) 1 Kg 140 (+/-5%) 39 mm lisse 9,5 cm < x < 9,8 cm
--------------	--	--

Matière première :	Qualité ouate Blancheur Traitement Aspect Nombre de plis Assemblage Grammage Résistance sans marche Résistance sans travers Allongement Taux de cendre Homologation	ouate bleue plastifiée avec polyéthylène sans objet Résistance humide "WS" Gaufré 2 épaisseurs par procédé spécifique de gaufrage collage 26 gr/m ² ouate + 12 gr/m ² PE + 2gr/m ² colle soit 38 gr/m ² 38N / 50mm sur 1 épaisseur 18N / 50mm sur 1 épaisseur 17% < x < 19% non communiqué C.E.
--------------------	--	--

Conditionnement :	Unité de Facturation (UF) Colis de Poids net du colis Poids brut du colis Dimensions colis Volume colis Type palette Nombre d'UF /palette Nombre de colis /palette Plan de palettisation Dimensions palette hors tout	Carton de 6 rouleaux 6 Rouleaux 6 kg 900 7 kg 330 Larg.200 mm x Prof.300 mm x Haut.510 mm 0,031 m ³ 80 x 120 cm 48 cartons 48 cartons 3 rangs de 16 colis long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 219cm
-------------------	---	---

Nota Bene :	Version 20151214 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR
-------------	--