

## DRAP D'EXAMEN OUATÉ 36 G/M<sup>2</sup> JOLETI

Réf. 14 01 020 011

# joleti

Recommandé pour les examens courants dans les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, centres esthétiques, SPA et thalasso...

- ▶ Drap d'examen ouaté avec sur-emballage individuel.
- ▶ 2 plis collés - 18 g/m<sup>2</sup>.
- ▶ Face lisse et face gaufrée.
- ▶ Colis de 9 rouleaux pour un poids moindre facilitant le transport.
- ▶ Dimension du rouleaux : L. 54,4 m x l. 50 cm.
- ▶ Dimensions : L. 50 x l. 33 cm.

9 rouleaux de 135 formats



135 formats prédécoupés 33 x 50 cm  
Sur-emballage individuel garantissant  
une meilleure hygiène

Distributeur :



La Centrale Médicale  
ZI de la Petite Dimerie  
15, rue du 11 Novembre  
62310 FRUGES (FRANCE)



Essity Hygiene Products AB,  
Professional Hygiene,  
405 03 Göteborg