

DRAP EXAMEN PLASTIFIÉ 2 PLIS BLEU



Nom du produit	DRAP EXAMEN PLASTIFIÉ 2 PLIS BLEU	
Référence –Taille	FR38PE : 50 x 35 cm - 150 formats FR41PE : 50 x 35 cm - 180 formats FR32PE : 50 x 38 cm - 132 formats FR33PE : 50 x 38 cm - 150 formats FR42PE : 50 x 38 cm - 180 formats FR300PE : 50 x 38 cm - 300 formats DEP90 : 50 x 76 cm - 90 formats	FR51PE : 50 x 114 cm - 50 formats FR61PE : 50 x 190 cm - 30 formats FR45PE : 60 x 38 cm - 180 formats FR47PE : 75 x 38 cm - 240 formats FR75PE : 75 x 190 cm - 48 formats DEP75 : 75 x 150 cm - 50 formats
Description	<p>Le drap d'examen plastifié, intraversable très absorbant, offre une bonne résistance au déchirement et à l'usure, il est imperméable grâce à une couche de film polyéthylène.</p> <p>Les produits en ouates plastifiées correspondent aux standards du marché, notamment pour les besoins en milieu hospitalier.</p> <p>1^{er} pli en Cellulose absorbant, 2^{ème} Pli en PE intraversable.</p>	
Composition	Ouate de cellulose 20g/m ² + polyéthylène (PE) 18μ Sans Latex, sans chlore.	
Couleur	Bleu	
Aspect	Lisse	
Développement durable	<p>Emballage kraft = 84g de plastique éliminé par carton, 2 kg de plastique éliminé par palette et 66 kg de plastique éliminé par camion.</p> <p>Cellulose garantie FSC = Issue de Forêts gérées durablement Fabrication Française Cellulose Ecolabel</p>    	
Informations Complémentaires	  	
LOGISTIQUE		
Conditionnement	FR47PE, FR75PE, DEP90, FR300PE, FR33PE, FR38PE et DEP75	6 rouleaux par carton
	FR32PE, FR41PE, FR42PE, FR45PE, FR51PE et FR61PE	12 rouleaux par carton
Stockage et conservation	<p>Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil Stockage entre -5° C et 40° C</p>   	

Rev1 10/04/2024