



## BO-032

**Matériau****extérieur:** Cordura®1100 dtex**Matériau intérieur:** Polyamide  
210D PVC**Fermeture à glissière de haute  
qualité:** YKK®**Bande rétro-  
réfléchissante:** Reflexite®

**Sac à dos oxygène 5 litres:** Ouverture totale par fermeture à glissière, semi-rigide et rembourré. Deux poches latérales (70x23x8cm) de grande capacité. Partie centrale (70x23x23cm) avec fixations en velcro pour une bouteille d'oxygène.

Facile à transporter grâce à sa poignée et à ses deux bretelles rembourrées au dos afin d'assurer un meilleur confort, en plus des fixations ceinture et poitrine ajustables.

**Dimensions:** 70x35x25cm**Capacité:** 40L**Poids:** 3,5kg

