

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 230/12V BR, BOCAL POLYCARBONATE 1000 ML, 16 L / MN

Réf. BCASPI18

CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
II
a



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 230/12V BR, BOCAL POLYCARBONATE 1000 ML, 16 L / MN

Réf. BCASPI18

Aspirateur chirurgical électrique destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Il est idéal pour les applications d'urgence et pour les traitements postopératoires à domicile.

Trois options différentes de fonctionnement : doté d'un adaptateur AC/DC, d'une batterie rechargeable ou d'une tension de 12V, cet aspirateur chirurgical est une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.

Principales applications: Urgences, Soins domiciles, Transfert du patient, Chambre, Trachéotomie, Med. Vétérinaire

- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.

- Pied à roulettes en option

- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / Tuyaux Silicone (autoclavables) 6x10mm et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko / Cable allume-cigare 12V

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- 3 types d'alimentation : 14V 4A avec Adaptateur Universel mod. UE60-140429SPA3 (100-240V~ - 50/60Hz – 100VA) / Batterie interne rechargeable Pb (12V 4A) - Autonomie 80min – Temps de charge 240min / Adaptateur automobile (12V 1,9A)

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg

- Débit libre d'air max : 16 l/min

- Niveau Sonore : 63 dBA

- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu

- Poids : 4,9 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 8054619100370

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 35,0

Largeur conditionnement (cm) : 21,0

Longueur unitaire (cm) : 18,0

Longueur conditionnement (cm) : 37,0

Hauteur unitaire (cm) : 21,0

Hauteur conditionnement (cm) : 24,0

Poids unitaire (kg) : 3,500

Poids conditionnement (kg) : 4,600

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -25

Température maxi : 70

Humidité mini : 1

Humidité maxi : 90



30/03/2022 22:43 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI18

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.