

FICHE TECHNIQUE

Sleepy
EUROPE

Sleepy Lingettes Nettoyante imprégnées

Ean Paquet : 86822412008142
Longueur (mm) : 155
Largeur (mm) : 80
Hauteur (mm) : 60
Quantité (Pcs) : 100
Poids (Gr) : 480



Mode d'emploi :

Prendre une lingette et bien refermer le dévidoir

Appliquer la lingette, respecter le temps de contact Selon l'activité recherchée.

Laisser sécher. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses. Bien refermer l'emballage après chaque utilisation.

Indications / Classification

Lingettes désinfectantes multi-surface. A utiliser Lorsqu'un besoin de désinfection rapide et nécessaire sur des surfaces en contact ou non avec des denrées alimentaires. Bactéricide, Levuricide, Virucide.

Lingettes Sleepy Multi-Surface imprégnées est un Dispositif Médical.

TP2 & TP4.

DECLARATION SYNAPSE : 293209.1

Spécifications

Composition du liquide d'imprégnation :

Aqua, ALCOOL ÉTHYLIQUE, CHLORURE D'AMMONIUM C12-14-ALKYLDIMÉTHYL (ÉTHYLBENZYL), CHLORURE DE DIDECYL DIMÉTHYL-AMMONIUM, ALKYL (C12-16) CHLORURE DE BENZALKONIUM, C12-15 PARETH-12, PHÉNOXYÉTHANOL, ACIDE DÉSHYDROACÉTIQUE, ACIDE BENZOÏQUE, GLYCÉRINE, DIACÉTATE DE GLUTAMATE DE TETRASODIUM, PARFUM

Sans colorant

Sans ingrédients d'origine animale

Marquage CE : Le liquide d'imprégnation est conforme aux exigences de la Directive Européenne sur les produits cosmétiques (Directive 76/768/CEE du Conseil du 27/07/1976 avec adaptations techniques et amendements)

Composition et dimensions de la lingette :

Non-tissé viscosse à 25%/polyester à 75%

Dimensions dépliées 150 x 180 - (Spunlace 42GSM/m²)

Poids de la lingette à sec : 1,20 g/pièces +/-%10

Solution d'imprégnation : 3,50 g/pièces +/-%10



NORME

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUE

La Solution d'imprégnation est :

Bactéricide	EN 1276 (5mn) - EN13727+A2 (30sec) - EN1500 (60sec) - EN16615 (2mn)
Levuricide	EN 1275 (30sec) - EN1650+A1 (30sec) - EN13624 (30sec)
Virucide	EN14476+A1 - EN14476+A2 Active sur Coronavirus (30sec) - H1N1 en (60 sec)



FICHE TECHNIQUE



Péremption

H7 : Il s'agit du numéro de la machine de production.

26.02.24 : Indique la date de production.

025050 : indique l'heure, minute, seconde de production.

EXP 02.26 : Cela indique la date d'expiration.

057 : Cela indique le numéro de lot.

Exemple :

H7 26.02.24 025050 EXP 02.26 057

Durée de vie : 24 mois.

La date de péremption est indiquée sur le sachet

Le numéro de lot figurant sur le sachet et le carton permet d'assurer toute traçabilité.

Lieu de fabrication : Turquie

Lieu de Distribution : Beauvais France


Présentation / Conditionnement

Caractéristiques colis

Unité par Carton (Pcs) :	12
Colis poids Brut (KG) :	6.43
Largeur du carton (Cm) :	19.5
Longueur du carton (Cm) :	39
Hauteur du carton (Cm) :	24
Ean Carton :	08682241202188
Référence Produit	LIN-MS-100

Caractéristiques Palettes

15	Cartons par Couche
9	Couches par palette
135	Total Cartons par Palette
100	Largeur palette (Cm)
100	Longueur palette (Cm)
238	Hauteur Palette (Cm)
909	Poids de la Palette



ANNEXE 1





Logistique


HS CODE : 3808 9410 0000

Palette	
# couches	9
Palette (Palette0)	1
Caisse(CARTON MULTI SURFACE) #	135
Dimensions ext. (mm)	1000 x 1200 x 2394
Dimensions du chargement (mm)	975 x 1170 x 2250
Masse du chargement (kg)	918.5
Poids total (kg)	938.7
Efficacité (%)	74.9
Couches = All	
Caisse(CARTON MULTI SURFACE) #	15
Masse (kg)	102.1
Espaces	0

Palette	
# couches	9
Palette (Palette0)	1
Caisse(CARTON MULTI SURFACE) #	108
Dimensions ext. (mm)	800 x 1200 x 2394
Dimensions du chargement (mm)	780 x 1170 x 2250
Masse du chargement (kg)	734.8
Poids total (kg)	754.8
Efficacité (%)	72.4
Couches = All	
Caisse(CARTON MULTI SURFACE) #	12
Masse (kg)	81.6
Espaces	0



Camion	
# couches	1
Palette chargée(Analyse0) #	26
Caisse(CARTON MULTI SURFACE) #	3510
Dimensions du chargement (mm)	13600 x 2400 x 2394
Masse du chargement (kg)	24407.2
Poids total (kg)	24407.2
Efficacité (%)	83



Maquette



20 mm
45 mm

Type de produit biocide de catégorie 4 destiné à l'usage de désinfection des surfaces en contact ou non, avec des dérivés alimentaires et dispositifs médicaux.

Composition

Ingrédients : Aqua, Alcohol, Benzalkonium Chloride, C12-14 Alkyldimethyl (éthylbenzyl) Ammonium Chloride, Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride, Tetrasodium Glutamate Diacetate, C12-15 Pareth-12, Phenoxyethanol, Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, Glycerin, Parfum.

Active Ingredient / Ingrédients actifs :	%w/w	CAS No:
Alkyf C12-14 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride	0,2	68424-85-1
Ethyl Alcohol	0,1	66-17-5
Alkyf C12-14-Alkyldimethyl (éthylbenzyl) Ammonium Chloride	0,05	85-409-23-0
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride	0,05	7173-51-5

SLEEPY MEDICAL

Microbiological properties (solution)
Propriétés Microbiologiques

Microbiological Properties	Propriétés Microbiologiques
EN 1276 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis)	EN 1276 (30 sec), EN 1276-A1 (30 sec), EN 1276-A2 (30 sec)
EN 13727-A2 (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa 30 sec)	EN 13727-A2 (30 sec), EN 13727-A1 (30 sec), EN 13727-A3 (30 sec)
EN 1580 (Escherichia coli K12 60 sec)	EN 1580 (60 sec)
EN 1375 (30 sec), EN 14476-A1 (30 sec), EN 14476-A2 (30 sec)	EN 1375 (30 sec), EN 14476-A1 (30 sec), EN 14476-A2 (30 sec)
Active on Coronavirus (in 30 sec)	Active on Coronavirus (in 30 sec), H1N1 (in 60 sec)

LINGETTES MULTI-SURFACES

NOTRE SOLUTION D'IMPRÉGNATION NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE DISPOSITIF MÉDICAL

BACTÉRICIDE

LEVURICIDE

VIRUCIDE

100 PCS

BACTÉRICIDE

LEVURICIDE

VIRUCIDE

LINGETTES MULTI-SURFACES ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

LINGETTES MULTI-SURFACES

NOTRE SOLUTION D'IMPRÉGNATION NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE DISPOSITIF MÉDICAL

BACTÉRICIDE

LEVURICIDE

VIRUCIDE

Mode d'emploi

Prendre une lingette et bien refermer le emballage. Appliquer la lingette sur la zone à traiter. Utiliser une nouvelle lingette et recommencer. Respecter le temps de contact selon l'efficacité recherchée. Laisser sécher. Le séchage est facilité, sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les mucosales. Bien refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas réutiliser la lingette, car la désinfection ne pourrait plus être garantie.

8 682241 208142

Sleepy EUROPE

10 Avenue George V 75008 PARIS - FRANCE
Tél: +33 (0)1 47 11 74 84

Instructions d'utilisation et de stockage du produit :

Lingettes imprégnées destinées à l'usage de la désinfection des surfaces.

Précautions d'emploi : usage externe ne pas utiliser sur peau mouillée. En cas de contact avec les yeux, lever immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition l'emballage du produit. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants. En cas d'ingestion, appeler le centre anti-poison ou un médecin.

En cas de malaise (DRIFLA TEL: +33 (0)1 42 85 66).

Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et l'emballage conformément à la réglementation locale. À utiliser de préférence avant fin : voir au dos du paquet.

20 mm
230 mm
270 mm
20 mm

Sleepy Europe
10 Avenue George V
75008 Paris
www.sleepy-europe.fr
Contact@sleepy-europe.fr

Fiche Technique
FT-LIN-MS-100 v1.2
Le 15/02/2024

