

BRANCARD PLIANT EN 2 DANS SA LONGUEUR, ORANGE

Réf. SBRAN09_O



BRANCARD PLIANT EN 2 DANS SA LONGUEUR, ORANGE



Réf. **SBRAN09_O**

Brancard pliant avec système de balancier

- Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration.
- Cette civière à balancier se plie dans sa longueur
- Léger, facile à transporter
- Poids : 5 kg
- Dimensions (L x W x H) : 207x 54.5 x 13 cm, déplié, 207x 17 x 9 cm, plié
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040094649
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	94029000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	54,5	Largeur conditionnement (cm) :	20,0
Longueur unitaire (cm) :	207,0	Longueur conditionnement (cm) :	211,0
Hauteur unitaire (cm) :	13,0	Hauteur conditionnement (cm) :	10,0
Poids unitaire (kg) :	5,000	Poids conditionnement (kg) :	6,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



07/05/2021 16:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SBRAN09_O

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.