




Medline International France SAS  
2 rue Rene Caudron,  
Bâtiment 13F  
Parc d'Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins le Bretonneux  
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00  
Fax : +33 1 30 05 34 43  
www.medline.eu/uk



## Fiche technique

# Tubulures à oxygène - sans DEHP

### Référence(s)

Référence	Tubulure interne	Connexion	Longueur (cm)	Unités/carton
1115P	Standard	Standard	210	50
1118P	Star-lumen	Standard	420	50
1119P	Star-lumen	Standard	740	25
1120P	Star-lumen	Standard	1520	25
1925P	Star-lumen	Universel	210	50
41113P	Star-lumen	Standard	210	50

### Description

Les tubulures à oxygène sont conçues pour l'administration sûre et efficace de la FiO<sub>2</sub>. Elles disposent d'une tubulure Star-Lumen anti-écrasement (débit protégé) pour la sécurité des patients.

### Matière(s)

Chlorure de polyvinyle (PVC)  
Sans DEHP

### Conditionnement

50 unités ou 25 unités par boîte comme indiqué dans les références

### Emballage

Sachet individuel non stérile en polyéthylène (PE)

### Fabricant

Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd.  
M14-3-4, Hangzhou Economic & Technological Development Zone Hangzhou 310018 Zhejiang République populaire de Chine

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif: IIa non-stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage complet et les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.



0197



Sans Latex



Sans DEHP



© 2023 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_Oxygen tubings DEHP free\_FR02

Révision 9

Titre du document : FINT.441 - Technical

Numéro du document: EU1-00004-F-