



Medline International France SAS  
 Le Val Saint Quentin  
 2 rue René Caudron  
 78960 Voisins le Bretonneux  
 Tel : 01 30 05 34 00  
 Fax : 01 30 05 34 52  
[www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)



## Fiche technique

# TUBULURE A RENFLEMENTS

## Non stérile - pour connexion universelle


### Reference(s)

**NBT5100, NBT7100**

### Description

Tubulure en rouleau de 30 mètre avec renflement tous les 0,90 mètre. Ce renflement peut être coupé en son milieu selon la longueur souhaitée et rogné afin d'obtenir la meilleure connexion avec l'accessoire.

Références	Diamètre interne (en mm)	Diamètre externe (en mm)	Diamètre interne au plus large (en mm)	Diamètre externe au plus large (en mm)
<b>NBT5100</b>	5mm	7.5mm	9.2mm	13.5mm
<b>NBT7100</b>	7mm	10.5mm	10.8mm	15.9mm



### Composition

PVC transparent – Sans latex

### Conditionnement

1 unité = 1 rouleau de 30M = 1 carton  
 Le rouleau est conditionné sous sachet plastique dans son carton.

### Stérilisation

Produit non stérile

### Fabricant

Medline International France SAS - En ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la directive 93/42/CEE.  
 Classe du dispositif : I non-stérile



© 2016 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.  
 All rights reserved.

LIT-NBTTX- FR02

01.01.INT.12