

GEL LUBRIFIANT KY

Lubrifiant

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	NA
Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Ila
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0120
Première mise sur le marché de l'UE :	20/06/2002
Fabricant :	RECKITT BENCKISER



Descriptif du dispositif :

Gel hydrosoluble, non gras, bactériostatique, compatible avec les muqueuses et les instruments: sondes, spéculums, endoscopes.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Cond
Gel lubrifiant K-Y, tube de 82 grs.	1067800	250355	Carton de 48 u.
Gel lubrifiant K-Y, tube de 5 grs.	8946	250356	Carton de 48 u.

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Matériau : Conservateur (Methylparabène et Propylparabène)
 Matériau : Tampon (Disodium Phosphate, Sodium Phosphate, Tetra Sodium EDTA)
 Matériau : Glycérine
 Matériau : Eau purifiée
 Matériau : Propylène Glycol
 Matériau : Hydroxyéthylcellulose

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Date : 11/2016

Version : 10.00 - FT – Gel KY

SCANNEZ
 POUR ACCÉDER AU
 CONTENU EN LIGNE



Fiche technique

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie
Gynécologie
Radiologie

Indications :

Endoscopie
Gynécologie
Intubation endotrachéale
Intuber
Lubrification
Sondage

2 PROCEDE DE STERILISATION : Chaleur sèche

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

2 ans pour les tubes de 5grs et 3 ans pour les tubes de 82grs.

AUTRES DETAILS TECHNIQUES :

Hydro soluble.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr
Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

