

SURFAMED + 750 ml

Référence : 1201352000

joleti

Indications :

Mousse détergente désinfectante destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces.

Composition :

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

Propriétés Microbiologiques :

Solution prête à l'emploi.

Bactéricide en 3 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561).

Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562.

Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur Polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus.

Mode d'emploi :

S'utilise sans dilution. Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la zone à traiter ou de préférence sur un non-tissé. Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m² soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau ou les muqueuses. Répéter l'opération de nettoyage et désinfection chaque fois que nécessaire ou se référer aux protocoles existants.

Précautions d'emploi :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Utiliser dans des zones bien ventilées.

Porter des gants de protection.

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Si besoin, appeler un

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas réutiliser l'emballage.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

Stocker entre +5°C et +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces professionnels.

Notice et fiche de données de sécurité disponibles sur www.lacentralemedicale.fr

Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité conforme à la norme ISO 9001 certifiée par l'AFAQ sous le numéro 1995/3723

