



## Pansements hémostatiques stériles Coalgan®



RÉFÉRENCE : PAN 7519 COA

■ Gamme Urgence & Accessoires

**Gencod** : 3401521069847



### DESCRIPTION

\* Boîte de 12 pansements stériles de 2 tailles différentes : 6 en 72 x 25 mm + 6 en 72 x 34 mm

### COMPOSITION & PRESENTATION

Fibres d'alginate de calcium (origine végétale)  
Composés d'une compresse non adhérente à la plaie et d'un support adhésif haute tolérance cutané, stérilisés par rayonnement  $\beta$   
Information complète sur la notice incluse

### UTILISATION

Le pansement est hémostatique, cicatrisant, et est à usage unique  
Coalgan® doit toujours être utilisé dans son intégralité, et ne doit pas être réutilisé  
Ils sont conseillés pour le traitement des petites coupures, ampoules ouvertes, petites plaies diverses, et doivent être utilisés qu'avec du sérum physiologique pour le pré nettoyage de la plaie (pas de chlorhexidine)  
La forme pansement permet de soigner et de protéger des petites plaies, les retraits sont sans douleur

Dispositifs médicaux de classe II b avec obligation de traçabilité

### INDICATION

Coalgan Adhésif est indiqué en cas de :



### INTERACTIONS

Coalgan ne doit pas être utilisé avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivres.  
Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec une solution de NaCl à 0.9% avant d'appliquer Coalgan®

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.