



[Fiche technique]

Masque pour réanimation avec étui plastique rigide

Réf. 302150

Transparent à bourrelet, équipé du raccord O2, valve unidirectionnelle à clapet et élastique de maintien.

Résistance expiratoire : 4,5 cm H2O.

Dessin explicatif pour l'intervention au dos.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Dimensions | (Lxlxh) 13,5 x 10,6 x 4,8 cm |
| Utilisation | Usage unique |
| Livré avec | Etui plastique rigide de poche |
| Classification | Dispositif médical de Classe 2a |