

joleti

Modèle

TM-B001

Couleur

Noir

Composition

- Une boucle de serrage (plastique nylon)
- Une tige (plastique nylon)
- Support de tige (plastique nylon)
- Bande auto-adhésive (velcro)
- Boucle de fixation de la tige (polyester et velcro)



Descriptif

Le produit comprime modérément les vaisseaux sanguins à travers un chiffon compressif. Pour obtenir une hémostase rapide. Il convient à l'hémostase des saignements des plaies des membres causés par diverses opérations et traumatismes. Il est particulièrement adapté à l'hémostase d'urgence.

Spécifications

Longueur totale : 95 +/- 1,5 cm

Bande passante : 4,0 +/- 0,2 cm

Boucle de bande : 5,0 x 3,7 x 1 cm

Tige : Ø 14,6 cm

Supports de tige : 9,0 x 6,0 x 1,7 cm

Bande auto-adhésive : Velcro 83 x 3,8 cm, tissu à pression 90 x 4 cm

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT | SUR-CONDITIONNEMENT |
|---------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 15 06 031 000 | Garrot Tourniquet | 95 x 4 cm | À l'unité | 100 |



LA
CENTRALE
MÉDICALE

La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)



Manufactory Shenzhen TMI Medical Products Co., Ltd.
4th Floor, Building 1, Huangmabu Centennial Kitchenware
Industrial Park, Huangmabu Community, Hangcheng
Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China