



[Fiche technique]

## Sac vomitoire DMT Vom

Réf. 292105

Le DMT VOM permet une utilisation simple en cas de nausées et incontinence urinaire.  
Il peut être utilisé dans de nombreuses applications de la vie courante.  
Utile et pratique, il peut se glisser dans un sac, dans la voiture...  
Sac gradué tous les 100 ml avec collerette de type "entonnoir".

## Informations complémentaires

Epaisseur du matériau :  $\leq 1$  mm.

Système de fermeture : entonnoir et valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter un renversement qui le rend totalement étanche après usage.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxl) 15.5 x 36 cm
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Volume</b>	1000 ml - Gradué tous les 100 ml
<b>Matière</b>	Sac en polyéthylène - Collerette en carton résistant - sans latex
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	20 g l'unité
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Instructions d'utilisation</b>	Déplier le sac et le maintenir le cône en hauteur. Pousser les extrémités du cône vers le centre pour former un entonnoir. Evacuer vomissement ou urine du cône dans le sac. L'entonnoir et la valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter tous risques de renversements.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1