

# NEUROTRAC TENS (pile & électrodes)

REF : N3T



Conçu par Neurotrac, le Neurotrac Tens est un électro stimulateur autonome et polyvalent de nouvelle génération. Il allie donc une grande simplicité d'utilisation, avec une grande efficacité... Proposant 3 modes de stimulation, à savoir TENS conventionnel, burst endorphinique et TENS modulé, il permettra un traitement efficace de la douleur (effet antalgique).

## Points forts du Neurotrac Tens

- Soulage tous les types de douleurs
- Double canal numérique
- 12 programmes intégrés pour une grande facilité d'emploi
- 2 programmes personnalisés à mode constant
- Possibilité de verrouiller l'appareil
- Enregistrement de la durée d'utilisation et de l'intensité moyenne
- Convivial
- Compact, léger et fiable

Complet, le package Neurotrac TENS comporte :

- le dispositif d'électrostimulation Neurotrac TENS ;
- un lot de 2 câbles de connexion électro stimulateur/électrodes
- une planche de 4 électrodes
- une pile d'alimentation 9 Volts
- une pochette de transport

**EAN** : 5060073970001