

PG- PAINGONE AGS

Groupe : Paingone TENS electrode

Sous-groupe :



PainGone Aegis

Paingone Aegis soulage les douleurs du dos

- * Appareil médical de classe 2a
- * Conçu spécifiquement pour soulager les douleurs du dos
- * Soulage la douleur rapidement et efficacement
- * Sans médicament
- * Arrêt automatique après 15 minutes
- * Niveaux d'intensités: 12
- * 3 modes d'impulsions: impulsion faible, impulsion forte, combinaison des impulsion faible et forte
- * Discret et léger: Aegis se porte sous les vêtements en toute discrétion
- * Fonctionne avec une électrode (consommable à remplacer)
- * Batterie lithium rechargeable

Emballage	Quantité	code EAN	L(mm)	l(mm)	H(mm)	Kg	Garantie (mois):	24
PIECE	1	5060035704286	120	240	150	0,95	Tarif Douanier:	90189075

Nombre batteries: Batterie Lithium

Batteries Inclus

Alimentation: