



Développé par des médecins et des patients venez découvrir la nouvelle génération d'électrostimulateur. Le NeuroTrac® Contenance est facile d'utilisation, il est possible de contrôler les différents paramètres tel que ; largeurs d'impulsion, intensité, rampe, temps de travail, cycles de repos ainsi que la synchronisation des deux canaux.



## La neurostimulation avec le NeuroTrac® Contenance :

Le NeuroTrac® Contenance est équipé de 2 voies et propose 9 programmes de traitements dédiés à la rééducation périnéale basés sur des protocoles reconnus pour :

- L'instabilité vésicale
- L'amélioration du manque de sensibilité
- Les douleurs pelvi-périnéales
- La tonicité du plancher pelvien
- L'incontinence d'effort

## Bénéficiez de 9 programmes pour lutter contre l'incontinence et renforcer votre plancher pelvien :

- P01 - Douleurs du plancher pelvien
- P02 - Incontinence mixte / forte envie d'uriner
- P03 - Incontinence d'effort niveau 1
- P04 - Incontinence d'effort niveau 2
- P05 - Instabilité vésicale niveau 1
- P06 - Instabilité vésicale niveau 2
- P07 - Manque de sensibilité et de sensation
- P08 - Travail et musculation du plancher pelvien
- P09 - Augmentation de l'endurance du périnée
- + 3 programmes libres à personnaliser.

## L'électrothérapie périnéale est en mesure de répondre aux pathologies :

- Des femmes qui après une grossesse, connaissent une distension du vagin et des problèmes d'incontinence, ou qui veulent retrouver une vie sexuelle épanouie.
- Des femmes qui entrent en phase de ménopause et qui, suite au bouleversement hormonal, sont victimes de fuites urinaires.
- Aux femmes sportives qui sont victimes d'incontinence.

### Le NeuroTrac® Contenance est livré avec :

- 1 mallette de rangement
- 1 pile 9V
- 2 câbles de connexion 2 ml femelle
- 1 notice en français pour l'utilisation du Neurotrac Contenance

### ?? Contre-indications et précautions d'utilisation :

Avant l'utilisation de l'électrostimulateur, demandez conseil à votre thérapeute ou à votre médecin.

*Le NeuroTrac® Contenance est conventionné par la Sécurité Sociale, et a donc reçu le code LPP 6187755  
Livré avec une feuille de soin.*

## Caractéristiques :

Références	<b>N4C</b>
Alimentation	<b>Piles</b>
Couleur	<b>blanc/violet</b>
Dimensions	<b>119,2 x 69 x 28,7 mm</b>
Ecran Couleur	<b>Non</b>
Fonction	<b>Stimulation</b>
Garantie	<b>2 ans</b>
Livré avec	<b>boitier de commande, housse noire avec logo brodé NeuroTrac® blanc, pile 1604A • 9V, deux câbles de connection pour voie A et B, manuel d'utilisation</b>
Norme	<b>CE Médical Classe IIa</b>
Nombre de sorties	<b>2 sorties</b>
Poids	<b>100 g (avec pile)   70 g (sans pile)</b>

## En option :

Gel uro hydrosoluble 250 ml (Medicafarm)