


## Soin du Sportif



Bande élastique de coloris blanc pour contention souple.  
100% coton, résistant hypoallergénique.  
Fort pouvoir d'adhésion et extensible d'environ 50%.  
Fabrication Française

- 65291001** BANDE ADHESIVE ELASTIQUE ADHESTRAP 2,5 M x 3 CM
- 65291002** BANDE ADHESIVE ELASTIQUE ADHESTRAP 2,5 M x 6 CM
- 65291003** BANDE ADHESIVE ELASTIQUE ADHESTRAP 2,5 M x 8 CM



Dolpic est un baume chauffant XXL à l'extrait naturel de piment utilisé pour chauffer les muscles et articulations.  
A utiliser avec modération. Bien se laver les mains après application.

- 80502001** DOLPIC TUBE 100 ML



Argile verte, extrait d'Arnica, Menthol. Sans phénoxyethanol, sans parfum. Indispensable pour la récupération et les chocs.  
Film étirable 17 microns transparent. Pour enveloppement cataplasme ou gel d'application. Dimensions: 125mmx200m.

- 80700010** CRIOARGIL 250 ML
- 60958560** BOBINE DE FILM ETIRABLE 125 mm x 200 m



. Action immédiate. Spray classique avec la qualité Prestoglas. Conçu pour atténuer la douleur post-traumatique par l'action du froid. Réduit la sensation de douleur.  
. Compresse de froid instantané par pression indispensable dans tous les clubs pour le traitement immédiat des coups ou incidents musculaires. Dimensions : 155 x 145 mm  
. Compresse thermo/cryo Eco idéale refroidie au freezer pour traiter les douleurs et réchauffé au micro-ondes pour la décontraction musculaire. Réutilisable. Inertie de 20 à 40 mn

- 65544040** BOMBE DE FROID 400 ML
- 65302041** COMPRESSE FROID INSTANTANE
- 65302001** COMPRESSE THERMO/CRYO ECO 15 x 25 cm



. Les bandes taping sont faites d'étoffe de coton élastique et sans latex. Ces bandages s'étirent autour de 130-140% en direction longitudinale. Le côté adhésif est pourvu d'un adhésif acrylique thermo-plastique. Les bandes sont perméables à l'air et à l'eau, en même temps, pour être utilisés dans un milieu sportif.

Composition: 92% Coton, 8% élasthanne

. Ciseaux avec lames en téflon qui empêche l'infiltration de l'adhésif acrylique dans les pores métalliques de la lame

- 60221006** BANDE DE TAPE KINESIOLOGY 5cm x 5M BEIGE
- 60221007** BANDE DE TAPE KINESIOLOGY 5cm x 5M BLEU
- 60221008** BANDE DE TAPE KINESIOLOGY 5cm x 5M NOIR
- 60221009** BANDE DE TAPE KINESIOLOGY 5cm x 5M ORANGE
- 60221010** BANDE DE TAPE KINESIOLOGY 5cm x 5M ROUGE
- 60221015** CISEAUX Inoxydables en Titane pour Bande Tape