

# PREMIA PÉDALIERS

A utiliser en position assise, les mini pédaliers permettent de stimuler et entretenir les jambes ou les bras. Une molette de serrage permet d'intensifier l'effort à fournir. Le modèle PREMIA PLUS est équipé d'un compte-tours électronique pour mesurer les efforts. Matériaux : acier peinture époxy et plastique.




PREMIA PLUS (820031)



PREMIA (820030)



Compte-tours électronique (820031)



PREMIA plié (820030)



PREMIA en situation (820030)

## DIMENSIONS

Codes	Désignations	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
820030	PREMIA pédalier d'exercice	26 cm	39 cm	44,5 cm	2,22 kg
820031	PREMIA PLUS pédalier d'exercice				

## EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
820030	PREMIA pédalier d'exercice	3401020663393	Néant
820031	PREMIA PLUS pédalier d'exercice	3401029526736	