

BALLES DE RÉÉDUCATION

Références	Désignations
SE01BAS05	Balle de rééducation rouge/orange résistance faible
SE01BAM06	Balle de rééducation verte résistance moyenne
SE01BAF03	Balle de rééducation noire résistance forte



Atouts :

- Idéal pour la rééducation de la main.

Indications :

- Pour une rééducation de la main et/ou du poignet.
- Pour un renforcement musculaire.

Description :

- Poids net : 60 g

Composition :

- TPR - Elastomère

Entretien :

- Nettoyage par essuyage.

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ceci n'est pas un jouet.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 5 x 5 x 5 cm.
- Poids brut : 70 g.