

## KIT DE 3 COUSSINS DE SOINS À DOMICILE

# joleti

- Coussins pour le confort du patient et le travail du soignant à domicile.
- Enveloppe enduite en polyuréthane et garnissage microbilles de polystyrène.
- Décontamination par spray bactéricide non chloré.
- Disponibles à l'unité ou en kit avec sac de transport.



RÉFÉRENCE  
21 16 059 001

DÉSIGNATION  
Kit de 3 coussins de soins à domicile

RÉFÉRENCE FOURNISSEUR  
KITOST



LA  
CENTRALE  
MÉDICALE

La Centrale Médicale  
ZI de la Petite Dimerie  
15, rue du 11 Novembre  
62310 FRUGES (FRANCE)



G & C CLINIBED  
1, Rue Leuridan-Noclain  
59150 WATTRELOS  
(FRANCE)

