

# BD Microlance™ 3

Aiguille hypodermique

Matériel stérile à usage unique



## FICHE TECHNIQUE

### Description

L'aiguille BD Microlance™ 3 peut être utilisée :



- Pour des injections,
- Pour des prélèvements.

Compatible avec des seringues Luer Simple et Luer Lock.



### Composition

Composant	Matériau
Capuchon protecteur de l'aiguille	Polypropylène (PP)
Embase	Polypropylène (PP) + colorant
Lubrifiant	Huile de silicone, <0.25g/mm <sup>2</sup>
Colle	Résine de type époxy
Aiguille	Acier inoxydable AISI 304

 Usage unique  5 ans après stérilisation

### Informations administratives

#### **BD Microlance™ 3**

Marquage CE n°95 06 006 CP, AEMPS 0318 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson S.A., Carretera de Mequinenza, s/n, 22520 Fraga, Espagne / Becton Dickinson S.A., Carretera de Mequinenza, s/n, 22520 Fraga, Espagne.

Certificat ISO 13485 numéro 2015 05 0047 EN

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Références	Code Couleur	Gauge	Longueur		Ø externe (mm)	Ø interne (mm)	Paroi	Conditionnement Unités par boîte / carton
			(inch)	(mm)				
300367	Blanc	16	1 ½	40	1.638	1.155	Mince	100 / 5 000 unités
310205	Rose	18	2	50	1.638	0.927	Mince	
303262	Rose	18	1 ½	40	1.257	0.927	Mince	
301156	Vert	21	1	25	0.813	0.546	Mince	100 / 4 000 unités
304432			1 ½	40	0.813	0.546	Mince	
301155			2	50	0.813	0.495	Mince	
304434			5/8	16	0.813	0.495	Mince	
300800	Bleu	23	1	25	0.635	0.318	Mince	100 / 5 000 unités
303273	Bleu	23	1 ½	40	0.635	0.318	Mince	
300403	Orange	25	1	25	0.508	0.241	Mince	
300600			5/8	16	0.508	0.241		
300635	Gris	27	½	13	0.406	0.191	Normale	100 / 5 000 unités
304000	Jaune	30	½	13	0.305	0.140	Normale	