

Déambulateur pliant 3 EN 1



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 110 KG


Avec ses pieds réglables en hauteur, le déambulateur 3 en 1 se transforme d'un modèle fixe en modèle articulé, en toute sécurité par système de clips.

Matériaux : aluminium, poignées polypropylène

- > légèreté
- > pliable
- > réglable en hauteur
- > utilisable comme cadre de WC
- > transformable fixe en articulé par clips



Conditionnement :
Carton regroupement : 4
Palette : 36



DIMENSIONS

Hauteur totale	76/94 cm
Largeur hors tout	54,5 cm
Longueur poignées	11 cm
Profondeur totale	42 cm
Encombrement replié	54*78*12 cm
Poids	2,22 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Référence	Désignation	Code EAN	LPPR TTC 1285619
222850	Déambulateur pliant 3 en 1	3401044092698	53.81

