


Navigation rapide



Go

•

 Passer commande



## CADRE DE MARCHE MIAMI

Cadre de marche modulaire pliant, léger, robuste et design. Grâce à sa barre latérale haute, il peut être utilisé aux toilettes pour s'asseoir et se relever facilement. Très étroit une fois plié, il est aussi réglable en hauteur.

Nouvelle option : kit roulettes avec freins par pression

[Retour](#)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OPTIONS

PHOTOS

RÉFÉRENCES

- **Largeur maximum** : 59 cm
- **Réglable en hauteur** : de 79 à 91,5 cm
- **Profondeur** : 50,5 cm
- **Poids** : 2,5 kg
- **Matière** : Aluminium
- **Couleur** : gris métallisé
- **Diamètre du tube** : 25 mm
- **Poids maxi supporté** : 100 kg

# NOS PRODUITS

- LA MARCHÉ
- LA MOBILITÉ
- LE REPOS
- LE SOIN
- LA VIE
- LE DIAGNOSTIC

**Pour accéder aux données réservées aux distributeurs, veuillez vous identifier.**

Identifiant

Mot de passe

Connexion

Navigation rapide



Go

[Accueil](#) | [Dupont Médical](#) | [Actualités](#) | [Produits](#) | [Contact](#) | [Stage et emploi](#) | [Liens utiles](#) | [Mentions légales](#)