

Sofia POP Bleu



Code article : **1020056S02**
Code ACL : 3401060180058
Code GTIN : 3615800000326

Famille :
Aides à la marche

Description :
Canne anglaise, réglable en hauteur, finition anodisée

- . haut de Sofia bleu (5002),
- . embout Optiflex bleu (5002)

Usage revendiqué :
Aide à la marche manipulée avec un bras

Classe du dispositif : I

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication

Remboursement LPPR : 1296787
(Canne métallique avec appui antébrachial ou poignée en T)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée* : 735 mm
- Hauteur maxi sol / poignée* : 960 mm

→ plage de réglage : 225 mm (tous les 25 mm)

* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

Description technique

- Mât anodisé : tube en aluminium Ø 22,5x1 (roulé soudé-5086) L= 570 finition anodisée - 2 trous de réglage
- Rallonge anodisée L=490 : tube en aluminium Ø 20x1 (roulé soudé-5086) finition anodisée – 5 trous de réglage
- **Haut de canne Sofia bleu** en polypropylène
- **Bague anti-jeu bleu** entre mât et rallonge
- Embout anti-bruit
- Blocage réglage en hauteur de la rallonge par **clip Ø 22,5 bleu**
- **Embout Optiflex bleu**
- Emballage par paire en **poche Vilgo 300x1250**

Poids du produit :

0,42 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Mars 2016**

version mise sur le marché à partir de: **11 juin 2018**


Etiquetage produit



Sofia POP Bleu



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A102042	1	Haut de Sofia bleu (5002)
2	E102038	1	Mât ano (tube alu Ø22.5x1- L=570 – 2 trous)
3	A102052	1	Clip de 22.5 bleu (5002)
4	A102062	1	Bague diam. 22.5 bleu (5002)
5	E102039	1	Rallonge ano (tube alu Ø20x1- L=490 – 5 trous)
6	A000134	1	Embout anti bruit
7	A102072	1	Embout Optiflex bleu (5002)