

ADVANCE Cannes anglaises



NOUVEAU



Rouge (200914)


Testée et certifiée 140 kg, la canne **ADVANCE** est équipée d'une poignée injectée en polypropylène et élastomère pour un confort exclusif. Montée sur un mât en duraluminium, réglable en hauteur par clip avec bouchon antibruit intégré

Matériaux : aluminium et polypropylène

- > choix des coloris
- > bague anti bruit
- > embout anti dérapant
- > catadioptré selon modèle

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 140 KG

Conditionnement :
Carton de regroupement : 80
Palette : 320



NOUVEAU



Bleu (200913)



Turquoise (200917)



Anis (200918)

DIMENSIONS

Code	Désignation	Hauteur poignée/sol	Longueur de la poignée	Largeur manchette	Hauteur appui brachial	Poids
2009**	ADVANCE canne bimatières	77/98 cm	10 cm	11 cm	22 cm	0,51 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN UDI	LPPR TTC
200913	canne Advance bleu embout articulé	3701127706949	
200914	canne Advance rouge embout articulé	3701127751833	6238091
200917	canne Advance turquoise embout articulé	3701127709032	
200918	canne Advance anis embout articulé	3701127751345	12.20 €

