

Tripodes



Tripode turquoise
(220317)



Tripode chromée
(220300)

Avec trois points d'appui, la **canne tripode** assure un excellent équilibre lors de l'appui au sol.


Elle convient aux patients moins mobiles.

Matériaux : aluminium et polypropylène

- > Choix des coloris
- > Poignées anatomiques
- > Hauteur réglable
- > Embout anti dérapant

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 110 KG

Conditionnement :
Carton de regroupement : 10
Palette : 80



DIMENSIONS

Hauteur poignée/sol	Encombrement au sol	Poids
74/95 cm	39 x 33 cm	0,9 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC	
220300	Tripode adulte chromée	3401061301988			
220317	Tripode adulte turquoise	3401062815378	3701127708707		
				Ancien code : 1200764 Nouveau code : 6273791	
				12.65 €	